

INDICATIONS: Ovadine^{MC} est un complexe de polyvinylpyrrolidone et d'iode indiqué pour être utilisé en aquaculture comme désinfectant d'oeufs de poissons pour les salmonidés des genres *Salmo* et *Onchorhynchus*. Ovadine^{MC} est un assainisseur efficace pour la prévention de la dissémination de *Aeromonas salmonicida*, de *Chondrococcus columnaris*, de *Cytophaga psychrophila*, de *Renibacterium salmonicida*, de *Vibrio anguillarum*, de *Yersinia* *szet* des virus responsables de la nécrose hématoïdétique infectieuse, de la pancréatique infectieuse, de l'anémie infectieuse du saumon et de la septicémie hémorragique virale associées aux surfaces d'oeufs de poissons.

MÉTHODE D'APPLICATION: Bain à court terme dans une solution diluée.

MODE D'EMPLOI: Diluer 10 ml de Ovadine^{MC} à 1 litre dans de l'eau propre (100 ppm d'iode disponible). Rincer les oeufs avec la solution diluée et jetez cette solution avant de les immerger dans un bain pour 10 minutes. On recommande un rapport de 1 volume d'oeufs pour 4 volumes de solution Ovadine^{MC} diluée. Laver les oeufs avec de l'eau propre après le traitement. Ne pas réutiliser les solutions de bain préparées. Ne pas mélanger Ovadine^{MC} avec d'autres substances chimiques. On peut répéter le traitement au besoin jusqu'à 3 fois pendant le période d'incubation des oeufs à des intervalles de jour 1 ou plus. Le produit n'est pas toxique pour les oeufs verts, fertilisés et ouillés à la concentration d'application recommandée. Ovadine^{MC} ne tache pas et n'est pas corrosif.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser pour la désinfection des oeufs de poissons destinés à la consommation humaine ou animale. Ne pas contaminer les aliments ou le matériel de manutention des aliments. Porter des vêtements protecteurs et utiliser des gants et des lunettes pour prévenir l'exposition des yeux et de la peau. Si le produit ou la solution diluée et contamine les yeux, rincer à fond avec de l'eau propre. Si l'irritation persiste, communiquer avec un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTION: Le traitement des oeufs n'est pas recommandé les cinq jours précédant l'éclosion.

ENTREPOSAGE: À conserver entre 2 °C et 30 °C, ne pas congeler. Protéger de l'ensoleillement direct.

Lot:

Expiry Date:

DIN 02305712



Povidone-iodine Topical Solution Solution topique de povidone iodée

**VETERINARY USE ONLY
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

FORMULATION

Active Ingredient: Povidone-Iodine
Available Iodine.....1.0% w/v
pH (buffered).....5.0-7.5

PRÉPARATION

Ingrédient actif: Povidone-iode
Iode disponible: 1.0% w/v
pH (tamponné): 5.0 - 7.5

INDICATIONS: OvadineTM is a polyvinylpyrrolidone-iodine complex intended for use in aquaculture as a fish-egg disinfectant for salmonids of the genera *Salmo* and *Onchorhynchus*. OvadineTM is an effective sanitizer for preventing the spread of *Aeromonas salmonicida*, *Chondrococcus columnaris*, *Cytophaga psychrophila*, *Renibacterium salmonicida*, *Vibrio anguillarum*, *Yersinia ruckeri*, Infectious Hematopoietic Necrosis Virus, Infectious Pancreatic Necrosis Virus, Infectious Salmon Anemia Virus and Viral Hemorrhagic Septicemia Virus associated with fish-egg surfaces.

METHOD OF APPLICATION: Short-term bath in diluted solution.

DIRECTIONS FOR USE: Dilute 10ml of OvadineTM to a liter in clean water (100 ppm available iodine). Rinse eggs with a small volume of diluted solution, which should be discarded, before circulating fresh solution around eggs in a 10-minute bath. A volume ratio of 4:1 diluted OvadineTM solution to eggs is recommended. Flush eggs with clean water after treatment. Do not use reuse prepared bath solutions. Do not mix OvadineTM with other chemicals. Treatment may be repeated as required up to 3 times during the egg incubation period at intervals of 1 day or longer. It is non-toxic to green, fertilized and eyed eggs at the recommended application concentration. OvadineTM is non-staining and noncorrosive.

WARNING: Do not use for disinfection of fish eggs intended for human or animal consumption. Do not contaminate food or food handling equipment. Wear protective clothing and use gloves and goggles to prevent skin and eye exposure. If product or diluted solution contaminates eyes, flush well with clean water. If irritation persists, contact a physician. Keep out of reach of children.

CAUTION: Egg treatment is not recommended within five days of hatching.

STORAGE: Store between 2°C and 30°C, do not freeze. Protect from direct sunlight.

**MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR:
SYNDEL CANADA**



syndel.com
sales@syndel.com

VER. 041326

CONTACT US

Phone:
+1 800 663 2282

Mail:
12-4376 Boban Dr,
Nanaimo, BC,
Canada
V9T 6A7

Net Contents: 200 L

INDICATIONS: Ovadine^{MC} est un complexe de polyvinylpyrrolidone et d'iode indiqué pour être utilisé en aquaculture comme désinfectant d'oeufs de poissons pour les salmonidés des genres *Salmo* et *Onchorhynchus*. Ovadine^{MC} est un assainisseur efficace pour la prévention de la dissémination de *Aeromonas salmonicida*, de *Chondrococcus columnaris*, de *Cytophaga psychrophila*, de *Renibacterium salmonicida*, de *Vibrio anguillarum*, de *Yersinia* *szet* des virus responsables de la nécrose hématoïdétique infectieuse, de la pancréatique infectieuse, de l'anémie infectieuse du saumon et de la septicémie hémorragique virale associées aux surfaces d'oeufs de poissons.

MÉTHODE D'APPLICATION: Bain à court terme dans une solution diluée.

MODE D'EMPLOI: Diluer 10 ml de Ovadine^{MC} à 1 litre dans de l'eau propre (100 ppm d'iode disponible). Rincer les oeufs avec la solution diluée et jetez cette solution avant de les immerger dans un bain pour 10 minutes. On recommande un rapport de 1 volume d'oeufs pour 4 volumes de solution Ovadine^{MC} diluée. Laver les oeufs avec de l'eau propre après le traitement. Ne pas réutiliser les solutions de bain préparées. Ne pas mélanger Ovadine^{MC} avec d'autres substances chimiques. On peut répéter le traitement au besoin jusqu'à 3 fois pendant le période d'incubation des oeufs à des intervalles de jour 1 ou plus. Le produit n'est pas toxique pour les oeufs verts, fertilisés et ouillés à la concentration d'application recommandée. Ovadine^{MC} ne tache pas et n'est pas corrosif.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser pour la désinfection des oeufs de poissons destinés à la consommation humaine ou animale. Ne pas contaminer les aliments ou le matériel de manutention des aliments. Porter des vêtements protecteurs et utiliser des gants et des lunettes pour prévenir l'exposition des yeux et de la peau. Si le produit ou la solution diluée et contamine les yeux, rincer à fond avec de l'eau propre. Si l'irritation persiste, communiquer avec un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTION: Le traitement des oeufs n'est pas recommandé les cinq jours précédant l'éclosion.

ENTREPOSAGE: À conserver entre 2°C et 30°C, ne pas congeler. Protéger de l'ensoleillement direct.

Lot:

Expiry Date:

DIN 02305712



Povidone-iodine Topical Solution Solution topique de povidone iodée

**VETERINARY USE ONLY
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

FORMULATION

Active Ingredient: Povidone-Iodine
Available Iodine.....1.0% w/v
pH (buffered).....5.0-7.5

PRÉPARATION

Ingrédient actif: Povidone-iodine
Iode disponible: 1.0% w/v
pH (tamponné): 5.0 - 7.5

Net Contents: 18.9 L

INDICATIONS: OvadineTM is a polyvinylpyrrolidone-iodine complex intended for use in aquaculture as a fish-egg disinfectant for salmonids of the genera *Salmo* and *Onchorhynchus*. OvadineTM is an effective sanitizer for preventing the spread of *Aeromonas salmonicida*, *Chondrococcus columnaris*, *Cytophaga psychrophila*, *Renibacterium salmonicida*, *Vibrio anguillarum*, *Yersinia ruckeri*, Infectious Hematopoietic Necrosis Virus, Infectious Pancreatic Necrosis Virus, Infectious Salmon Anemia Virus and Viral Hemorrhagic Septicemia Virus associated with fish-egg surfaces.

METHOD OF APPLICATION: Short-term bath in diluted solution.

DIRECTIONS FOR USE: Dilute 10ml of OvadineTM to a liter in clean water (100 ppm available iodine). Rinse eggs with a small volume of diluted solution, which should be discarded, before circulating fresh solution around eggs in a 10-minute bath. A volume ratio of 4:1 diluted OvadineTM solution to eggs is recommended. Flush eggs with clean water after treatment. Do not reuse prepared bath solutions. Do not mix OvadineTM with other chemicals. Treatment may be repeated as required up to 3 times during the egg incubation period at intervals of 1 day or longer. It is non-toxic to green, fertilized and eyed eggs at the recommended application concentration. OvadineTM is non-staining and noncorrosive.

WARNING: Do not use for disinfection of fish eggs intended for human or animal consumption. Do not contaminate food or food handling equipment. Wear protective clothing and use gloves and goggles to prevent skin and eye exposure. If product or diluted solution contaminates eyes, flush well with clean water. If irritation persists, contact a physician. Keep out of reach of children.

CAUTION: Egg treatment is not recommended within five days of hatching.

STORAGE: Store between 2°C and 30°C, protect from freezing. Protect from direct sunlight.

**MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR:
SYNDEL CANADA**



syndel.com
sales@syndel.com

VER. 041326

CONTACT US

Phone:
+1 800 663 2282

Mail:
12-4376 Boban Dr,
Nanaimo, BC,
Canada
V9T 6A7

DIN 02305712



Povidone-iodine Topical Solution
Solution topique de povidone iodée

VETERINARY USE ONLY
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

FORMULATION

Active Ingredient: Povidone-Iodine
Available Iodine.....1.0% w/v
pH (buffered).....5.0-7.5

PRÉPARATION

Ingrédient actif: Povidone-iodine
Iode disponible.....1.0% w/v
pH Tamponné.....5.0 – 7.5

Net Contents: 3.8 L

INDICATIONS: Ovadine™ is a polyvinylpyrrolidone-iodine complex intended for use in aquaculture as a fish-egg disinfectant for salmonids of the genera *Salmo* and *Onchorhynchus*. Ovadine™ is an effective sanitizer for preventing the spread of *Aeromonas salmonicida*, *Chondrococcus columnaris*, *Cytophaga psychrophila*, *Renibacterium salmonicida*, *Vibrio anguillarum*, *Yersinia ruckeri*, Infectious Hematopoietic Necrosis Virus, Infectious Pancreatic Necrosis Virus, Infectious Salmon Anemia Virus and Viral Hemorrhagic Septicemia Virus associated with fish-egg surfaces.

METHOD OF APPLICATION: Short-term bath in diluted solution.

DIRECTIONS FOR USE: Dilute 10ml of Ovadine™ to a liter in clean water (100 ppm available iodine). Rinse eggs with a small volume of diluted solution, which should be discarded, before circulating fresh solution around eggs in a 10-minute bath. A volume ratio of 4:1 diluted Ovadine™ solution to eggs is recommended. Flush eggs with clean water after treatment. Do not use reuse prepared bath solutions. Do not mix Ovadine™ with other chemicals. Treatment may be repeated as required up to 3 times during the egg incubation period at intervals of 1 day or longer. It is non-toxic to green, fertilized and eyed eggs at the recommended application concentration. Ovadine™ is non-staining and noncorrosive.

WARNING: Do not use for disinfection of fish eggs intended for human or animal consumption. Do not contaminate food or food handling equipment. Wear protective clothing and use gloves and goggles to prevent skin and eye exposure. If product or diluted solution contaminates eyes, flush well with clean water. If irritation persists, contact a physician. Keep out of reach of children.

CAUTION: Egg treatment is not recommended within five days of hatching.

STORAGE: Store between 2°C and 30°C, do not freeze. Protect from direct sunlight.

MANUFACTURED BY/FABRIQUE PAR: SYNDEL CANADA

CONTACT US

Phone:

+1 800 663 2282

Mail:

12-4376 Boban Drive
Nanaimo, BC V9T 6A7

syndel.com
sales@syndel.com

VER. 041326



INDICATIONS: Ovadine^{MC} est un complexe de polyvinylpyrrolidone et d'iode indiqué pour être utilisé en aquaculture comme désinfectant d'oeufs de poissons pour les salmonidés des genres *Salmo* et *Onchorhynchus*. Ovadine^{MC} est un assainisseur efficace pour la prévention de la dissémination de *Aeromonas salmonicida*, de *Chondrococcus columnaris*, de *Cytophaga psychrophila*, de *Renibacterium salmonicida*, de *Vibrio anguillarum*, de *Yersinia ruckeri* et des virus responsables de la nécrose hématopoïétique infectieuse, de la pancréatite infectieuse, de l'anémie infectieuse du saumon et de la septicémie hémorragique virale associées aux surfaces d'oeufs de poissons.

MÉTHODE D'APPLICATION: Bain à court terme dans une solution diluée.

MODE D'EMPLOI: Diluer 10 ml de Ovadine^{MC} à 1 litre dans de l'eau propre (100 ppm d'iode disponible). Rincer les oeufs avec la solution diluée et jetez cette solution avant de les immerger dans un bain pour 10 minutes. On recommande un rapport de 1 volume d'oeufs pour 4 volumes de solution Ovadine^{MC} diluée. Laver les oeufs avec de l'eau propre après le traitement. Ne pas réutiliser les solutions de bain préparées. Ne pas mélanger Ovadine^{MC} avec d'autres substances chimiques. On peut répéter le traitement au besoin jusqu'à 3 fois pendant le période d'incubation des oeufs à des intervalles de jour 1 ou plus. Le produit n'est pas toxique pour les oeufs verts, fertilisés et ouillés a la concentration d'application recommandée. Ovadine^{MC} ne tache pas et n'est pas corrosif.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser pour la désinfection des oeufs de poissons destinés à la consommation humaine ou animale. Ne pas contaminer les aliments ou le matériel de manutention des aliments. Porter des vêtements protecteurs et utiliser des gants et des lunettes pour prévenir l'exposition des yeux et de la peau. Si le produit ou la solution diluée et contamine les yeux, rincer à fond avec de l'eau propre. Si l'irritation persiste, communiquer avec un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTION: Le traitement des oeufs n'est pas recommandé les cinq jours précédant l'éclosion.

ENTREPOSAGE: À conserver entre 2 °C et 30 °C, ne pas congeler.
Protéger de l'ensoleillement direct.